



14. Klipa aizvēršanu būtiski ietekmē šādi faktori: klipa aplikatora stāvoklis, ķirurga pielietotais spēks, lai aizvērtu klipu, ligatēto audu izmērs un paša klipa īpašības.
15. Tāpat kā visos citos ligatēšanas paņēmienos, arī šajā gadījumā pēc skavas uzlikšanas ir jāpārbauda ligatēšanas vieta, pārlicinoties, ka tā ir pareizi novietota.
16. Ja tiek veikta endoskopiska procedūra, vienmēr pārlicinieties, ka klips paliek applierī pēc applierī un klipsas ievietošanas caur kaniulu.
17. Pirms procedūras pabeigšanas vienmēr pārbaudiet hemostāzes vietu. Asiņošanu var kontrolēt, ievieojot papildu klipus, ar elektrokauteri vai ķirurģiskām šuvēm.
18. Click'aV® un Click'aV Plus™ ligatūras klipus var atvērt ar īpaši izstrādātu klipu noņēmēju. Ir ļoti ieteicams, lai operāciju laikā, kurās izmanto Click'aV® un Click'aV Plus™ ligatējošos klipus, noņemšanas līdzeklis būtu viegli pieejams. Atvērtā klipa ir jāzīmē, un to nedrīkst atkārtoti lietot pat tad, ja nav redzami nekādi bojājumi. Klipā, kas atvērts ar noņēmēju, var rasties mikroplaisas, un šāds klips var salūzt vai noslīdēt no asinsvada, izraisot asiņošanu.
19. Grena neveicina un neiesaka nekādas konkrētas ķirurģiskas prakses. Par ķirurģisko tehniku, audu un asinsvadu veidiem un izmēriem, kas piemēroti ligācijai ar Click'aV® un Click'aV Plus™ ligatējošajiem klipsiem, atbild ķirurgs.
20. Izmetiet visas atvērtas klipu kasetnes neatkarīgi no tā, vai visi klipi ir vai nav izmantoti, jo sterilīti un pilnīgu ierīces funkcionalitāti var garantēt tikai tad, ja klipi tiek izmantoti neilgi pēc iepakojuma atvēršanas.
21. Implantējama materiāls ir neabsorbējams acetāla polimērs. Izmantotajam materiālam nav nepieciešami kvantitatīvi ierobežojumi attiecībā uz pacientam uzliktajām skavām..
22. Lietojiet uzreiz pēc atvēršanas, jo ierīču uzglabāšana pēc iepakojuma atvēršanas izraisa to piesārpošanu un rada infekcijas risku pacientam.
23. Pēc lietošanas izstrādājumu un iepakojumu, kā arī neizlietotās, bet atvērtās ierīces izmetiet saskaņā ar slimnīcas atkritumu iznīcināšanas praksi un vietējiem noteikumiem, tostarp, bet ne tikai, tiem, kas attiecas uz cilvēku veselību un drošību un vidi.
24. Šis izstrādājums ir paredzēts viena pacienta un procedūras lietošanai. Reesterilizācija, atkārtota lietošana, pārstrāde, modifikācija var izraisīt nopietnas sekas, tostarp pacienta nāvi.
25. Ja saistībā ar ierīci ir noticis kāds nopietns negadījums, par to jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.
26. Esiet piesardzīgi, ja pastāv iespēja saskarties ar asinīm vai ķermeņa šķidrumiem. Ievērojiet slimnīcas protokolus attiecībā uz aizsargapģērba un aprīkojuma lietošanu.

	Uzglabāt sausumā		eIFU indicator www.grena.co.uk/IFU		Skatiet elektroniskās lietošanas instrukcijas		Ražotājs		Neizmantojiet atkārtoti
	Uzmanību		Neresterilizēt		Nelietot, ja iepakojums ir bojāts, un iepazīties ar lietošanas instrukciju.		Derīguma termiņš		
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā		Kataloga numurs		Partijas kods		Daudzums iepakojumā		
	Sterilizēts, izmantojot etilēnoksidu		MR drošs		Izgatavošanas datums		Viena sterila barjeru sistēma		
	Medicīniskās ierīces								

*Grena produktiem piegādātās lietošanas instrukcijas drukātajos eksemplāros vienmēr ir angļu valodā. Ja jums ir nepieciešama IFU kopija citā valodā, varat sazināties ar Grena Ltd. [ifu@grena.co.uk](mailto:ifu@grena.co.uk) vai + 44 115 9704 800.*

*Lūdzu, noskenējiet zemāk redzamo QR kodu, izmantojot atbilstošu lietojumprogrammu. Tas jūs savienos ar Grena Ltd. tīmekļa vietni, kurā varat izvēlēties eIFU sev vēlamajā valodā.*

*Jūs varat tieši ieiet tīmekļa vietnē, ievadot pārlūkprogrammā [www.grena.co.uk/IFU](http://www.grena.co.uk/IFU).*

*Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka jūsu rīcībā esošā IFU papīra versija ir jaunākajā redakcijā. Vienmēr izmantojiet IFU jaunāko versiju.*

