




# Gyűrű Protect™ - terpesztőegyszerhasználatos sebszél védő / terpesztő

## Használati utasítás

Ref. nem.: 0221-060070150, 0221-080090150, 0221-120130150, 0221-150160150, 0221-180190250, 0221-180190200, 0221-220230250, 0221-220230200, 0221-270280250, 0221-320330250

 Grena Kft. 1000 Nagy nyugat Út, Brentford, Middlesex TW8 9HH, Egyesült Királyság	Érintkezés információ: Telefon/fax: +44 115 9704 800	 MDML INTL KFT. 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Ír Köztársaság		<b>ENG</b> IFU-DRA-HUN_08
---	---	---	---	------------------------------

**Figyelem:**  
Az itt található utasítások nem szolgálnak átfogó kézikönyvként a sebvédő/visszahúzó használatával kapcsolatos sebészeti technikákhoz. A sebészeti technikákban való jártasság megszerzéséhez közvetlen kapcsolatra van szükség a cégünkkel vagy egy hivatalos forgalmazóval, hogy hozzáférjen a részletes műszaki utasításokhoz, megtekinthesse a szakmai orvosi szakirodalmat, és elvégezze a szükséges képzést egy minimálisan invazív eljárásokban jártas sebész mentorálásával. A Veress Needle használata előtt erősen javasoljuk, hogy alaposan tekintse át a kézikönyvben található összes információt. Ezen irányelvek be nem tartása súlyos sebészeti következményekkel járhat, beleértve a beteg sérülését, fertőzését, fertőzését, keresztfertőzését vagy halálát.

### Termék leírás:

Eldobható Sebvédő / visszahúzó 360°-ot biztosít a kerületi, atraumás visszahúzás, megtartja a nedvességet a metszés oldalán, csökkenti felületes mûtéti hely fertőzés következő mûtétek és megakadályozza az átvitelt a rák sejtek be hasi fal alatt onkológiai sebészet és tumor eltávolítás. A önfenntartó tervezés az Eldobható Seb Védő / Visszahúzó lehetővé teszi kihangosító hozzáférést a működő telek, minimalizálja igény számára sebészeti támogatás és megkönnyíti a mintavételt eltávolítás.

Eldobható Sebvédők / Visszahúzók vannak steril, egyszer használatos, eldobható eszközöket és vannak szállított többféle átmérőben. Ezek termékek csináld NEM tartalmaz latex vagy Di-etil-hexil Ftalát (DEHP). Az orvosoknak kellene válassza ki a méret eszköz vagyis megfelelő számára a különleges eljárást.

### Javallatok:

Eldobható Sebvédők / Visszahúzók vannak atraumatikusan visszahúzni szándékozott sebészeti sebek és védjék meg őket szélei a nedvességtől veszteség, fertőzés és véletlen kontakt beültetés a daganat sejtek be a test fala.

Beteg célcsoport - felnőtt és fiatal betegek, férfiak és nők.

Rendeltetésszerű felhasználók: a terméket kizárólag szakképzett egészségügyi személyzet használhatja.

### Ellenjavallatok:

Tedd nem használd be a terület a helyi gyulladás.

### Útmutató a használat:


- Készít a sebészeti telek szerint hogy standard eljárás.
- Nyitott a csomag segítségével standard aszeptikus technika és tegye Seb Védő / Visszahúzó -ra a steril mező.
- Készíts an megfelelő bemetszés befogadni a Seb Védő / Behúzó utalva a vágáshoz hosszak alább közölt lista.
- Beszúrás a színezett gyűrű a Seb Védő / Visszahúzó be a metszés.
- Fogd meg a fehér proximális gyűrű úgy, hogy a kezed egymással szemben legyen. Húzni fel -on a fehér proximális gyűrű biztosítva hogy a színezett disztális gyűrű teljes mértékben van ülve szemben a hashártya- vagy pleurális réteg.
- Tekerje fel a fehér proximális gyűrűt úgy, hogy a gyűrű felső szélét rácsavarja, amíg a gyűrű teljesen fel nem fordul. Ismétlje meg a görgetést, amíg a bemetszés vissza nem húzódik, és a sebvédő/visszahúzó hüvely szorosan hozzá nem kerül a bemetszés falához.
- Gondosan ellenőrizze, hogy nem szorult-e be bél vagy szövet a disztális gyűrű és a test fala közé.  
**Megjegyzés: Az elhúzódó ischaemia és a lehetséges nekrosis megelőzése érdekében az övisszahúzó és a test fala közé beszorult szöveteket azonnal el kell engedni.**
- Végezzen eljárást a teljesen visszahúzott és 360°-os védetten keresztül metszés telek.
- Az eltávolításhoz Seb Védő / Visszahúzó betét kéz vagy ujj keresztül a nyílás, felfogni színes disztális gyűrű és finoman húzza meg azt ki a metszés.

### Vágás hosszúságok:

Hivatkozási szám	Vágási hossz [ c m ]	Hivatkozási szám	Vágási hossz [ c m ]
0221-060070150	2-5	0221-180190200	9-16
0221-080090150	2,5-6	0221-220230250	11-20
0221-120130150	5-10	0221-220230200	11-20
0221-150160150	7-13	0221-270280250	14-25
0221-180190250	9-16	0221-320330250	17-30

**További figyelmeztetések és óvintézkedések:**

- Fogantú éles eszközökkel gondoskodás megelőzésére véletlen vágás vagy lyukasztatás a Seb Védő / visszahúzó hüvely. Ha az eljárás során az övisszahúzó véletlenül megsérül, a hüvely töredékei levághatók, és észrevétlenül a testüregbe eshetnek.
- Ne tágtísa ki a testfal bemetszést az adott övisszahúzó mérethez ajánlott határértéken túl. A túl hosszú bemetszés következtében a színes gyűrű elveszítheti elegendő belső támasztékát, ami a mûtéti sebből való kicsúszáshoz vezethet, és megnehezítheti az eljárást.
- Kerülje el, hogy a bemetszés rövidebb legyen, mint az adott visszahúzó mérethez ajánlott alsó határ. A túl rövid bemetszés a visszahúzó hüvely összehúzódását okozza, ami csökkenti a mûtéti helyhez való hozzáférés átmérőjét, és megnehezíti az eljárást.
- A színes gyűrűt mindig a testüregben kell elhelyezni. A fordított elhelyezés megakadályozza, hogy a külső gyűrű megfelelően felgördüljön, és veszélyeztetheti a karosszéria falainak megfelelő visszahúzását.
- A sebvédő/visszahúzó eltávolítása után ellenőrizze, hogy a seb szélein nincs-e vérzéscsillapítás.
- Legyen óvatos, ha fennáll a vérrrel vagy testnedvekkel való érintkezés lehetősége. Tartsa be a kórházi protokollokat a védőruházat és -felszerelés használatára vonatkozóan.
- Az esetlegesen szennyezett eszközök véletlen újrafelhasználásának elkerülése érdekében minden felnyitott eszközt ártalmatlanítson, függetlenül attól, hogy használták-e azokat. A készülék sterilítése és teljes funkcionalitása csak a csomagolás felbontása utáni azonnali használattal biztosítható.
- Felbontás után azonnal használja a készüléket. Az eszköz tárolása a csomagolás felbontása után szennyeződést okozhat, ami növeli a beteg fertőzésének kockázatát.
- Vesz vigyázni kell eldobni a termék és csomagolás után használja is mint felhasználatlan hanem kinyitotta eszközöket összhangban -vel kórház hulladék ártalmatlanítása gyakorlatok és helyi előírásokat, beleértve, korlátozás nélkül, az emberi egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó előírásokat.
- Ez a termék célja számára egyetlen beteg és eljárást használat. Újrasterilizálás, újrafelhasználás, módosítás vezethet súlyos következményekkel jár -vel halál a páciens is beleértve.
- Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, azt jelenteni kell a gyártónak és azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.

	Szárazon tart	 eIFU indicator www.grena.co.uk/IFU	Olvassa el az elektronikus használati utasítást		Gyártó		Gyártási dátum
	Vigyázat		Ne sterilizálja újra		Ne használja, ha a csomagolás sérült, és olvassa el a használati utasítást		Lejárat dátum
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		Katalógusszám		Batch kód		Mennyiség a csomagban
	Sterilizált etilén-oxiddal		Ne használja újra		Orvosi eszköz		Egyetlen steril gátrendszer

*A Grena termékekhez mellékelt használati utasítás nyomtatott példánya mindig angol nyelvű.  
Ha az IFU más nyelvű nyomtatott példányára van szüksége, forduljon a Grena Ltd. -hez.  
az [ifu@grena.co.uk](mailto:ifu@grena.co.uk) vagy a + 44 115 9704 800 telefonszámon .*

*Kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a megfelelő alkalmazással.  
Ez összeköti Önt a Grena Kft. weboldalával, ahol kiválaszthatja az eIFU-t a kívánt nyelven.*

*a [www.grena.co.uk/IFU](http://www.grena.co.uk/IFU) beírásával léphet be böngészőjében.*

*Az eszköz használata előtt győződjön meg arról, hogy az Ön birtokában lévő IFU papíralapú változata a legújabb verzióval rendelkezik.  
Mindig használja az IFU-t a legújabb verzióban.*

