





Ring Protect™ vienkartinė žaizdos apsauga / retraktorius
Naudojimo instrukcijos

Nuorod. Nr.: 0221-060070150, 0221-080090150, 0221-120130150, 0221-150160150, 0221-180190250, 0221-180190200, 0221-220230250,
0221-220230200, 0221-270280250, 0221-320330250

 Grena Ltd. 1000 Puiku Vakarai Kelias, Brentfordas, Middlesex TW8 9hh, Jungtinė Karalystė	Susisiekite informacija: Telefonas / faksas: + 44 115 9704 800	 MDML INTL LTD. 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Airijos Respublika		 IFU-DRA-LIT_08
--	--	---	---	---

⚠ Dėmesio:
Čia pateiktos instrukcijos nėra skirtos kaip išsamus chirurginių metodų, susijusių su žaizdos apsaugos / įtraukiklio naudojimu, vadovas. Įgyjant chirurginių metodų įgūdžių, būtina tiesiogiai bendradarbiauti su mūsų įmone arba įgaliotu platintoju, kad gautumėte išsamias technines instrukcijas, pasiskaitytumėte profesionalią medicininę literatūrą ir baigtumėte reikiamus mokymus, vadovaujant chirurgui, turinčiam minimaliai invazines procedūras. Prieš naudojant Veress adatą, primygtinai rekomenduojame nuodugniai peržiūrėti visą šiame vadove pateiktą informaciją. Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali atsirasti sunkių chirurginių pasekmių, įskaitant paciento sužalojimą, užteršimą, infekciją, kryžminę infekciją arba mirtį.

Produktas aprašymas:

Vienkartiniai Žaizdų apsauga / įtraukiklis suteikia 360° iš periferinis, atrauminis atsitraukimas, palaiko drėgmę prie pjūvis svetainę, sumažina paviršutiniškas chirurginė vieta infekcija sekantis operacijos ir neleidžia perduoti vėžio ląstelės į pilvo siena metu onkologinės chirurgijos ir navikas pašalinimas. The save laikantis dizainas vienkartinį Žaizda Apsaugininkas / Įtraukiklis leidžia laisvų rankų įranga prieiga prie į operatyvinis svetainė, sumažina reikia už chirurginis pagalba ir palengvina egzempliorių pašalinimas.

Vienkartiniai Apsaugos nuo žaizdų / Įtraukikliai yra sterilus, vienkartinis, vienkartiniai prietaisai ir yra tiekiamas įvairaus skersmens. Šios produktų daryti NĖRA latekso arba Dietilheksilas Ftalatas (DEHP). Gydytojai turėtų pasirinkite dydis įrenginio tai yra tinkamas už į specifinis procedūra.

Indikacijos:

Vienkartiniai Apsaugos nuo žaizdų / Įtraukikliai yra skirtas traumai atsitraukti chirurginis žaizdos ir apsaugoti savo kraštai nuo drėgmės praradimas, infekcija ir netyčinis kontaktinis implantavimas naviko ląstelės į kūno siena.

Pacientų tikslinė grupė – suaugę ir jauni pacientai, vyrai ir moterys.

Numatyti naudotojai: produktas skirtas naudoti tik kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.

Kontraindikacijos:

Daryk ne panaudoti į plotas iš vietinis uždegimas.

Instrukcijos, skirtos naudoti:

1. Pasiruoškite į chirurginis svetainę pagal į standartinis procedūra.
2. Atidaryti į paketą naudojant standartinis aseptinė technika ir įdėti Žaizda Apsaugininkas / Įtraukiklis ant į sterilus lauke.
3. Padaryti an pakankamas pjūvis apgyvendinti į Žaizda Apsaugininkas / Įtraukiklis nurodant prie pjovimo ilgiai žemiau pateiktas sąrašas.
4. Įterpti į spalvotas žiedas iš Žaizda Apsaugininkas / Įtraukiklis į pjūvis.
5. Sugriebti į baltas proksimalinis žiedas su delnais viena priešais kitą. Traukti aukštyn įjungta į baltas proksimalinis žiedas užtikrinant kad spalvotas distalinis žiedas yra pilnai sėdi prieš pilvaplovės arba pleuros sluoksnis.
6. Sukite baltą proksimalinį žiedą, užlenkdami viršutinį žiedo kraštą, kol žiedas visiškai apsisvers. Kartokite sukimą tol, kol pjūvis atitrauks ir žaizdos apsaugos / įtraukiklio įvorė tvirtai prisilies prie pjūvio sienelių.
7. Atidžiai patikrinkite, ar tarp distalinio žiedo ir kūno sienelės nėra įstrigę žarnų ar audinių.
Pastaba: Siekiant išvengti užsitęsusių išemijos ir galimos nekrozės, visi audiniai, įstrigę tarp įtraukiklio ir kūno sienelės, turi būti nedelsiant paleisti.
8. Atlikti procedūra per visiškai įtrauktą ir apsaugotą 360° kampu pjūvis svetainę.
9. Norėdami pašalinti Žaizda Apsaugininkas / Įtraukiklis įterpti ranka arba pirštu per į atidarymas, suvokti spalvotą distalinis žiedas ir švelniai traukite tai iš pjūvis.

Pjovimas ilgiai:

Nuorodos Nr	Pjovimo ilgis [c m]	Nuorodos Nr	Pjovimo ilgis [cm]
0221-060070150	2-5	0221-180190200	9-16
0221-080090150	2,5-6	0221-220230250	11-20
0221-120130150	5-10	0221-220230200	11-20
0221-150160150	7-13	0221-270280250	14-25
0221-180190250	9-16	0221-320330250	17-30



Papildomas įspėjimai ir atsargumo priemonės:

1. Rankena aštri instrumentai su priežiūra užkirsti kelią atsitiktinis pjovimas arba pradūrimas iš Žaizda Apsauginė / Įtraukiklio rankovė. Atsitiktinai apgadinus įtraukiklį procedūros metu, gali būti nupjautos rankovės skeveldros, kurios gali nepastebėti įkristi į kūno ertmę.
2. Neišplėskite kūno sienelės pjūvio už rekomenduojamos nurodyto įtraukiklio dydžio ribos. Dėl pernelyg ilgo pjūvio spalvotas žiedas gali prarasti pakankamą vidinę atramą, todėl chirurginė žaizda gali nuslysti ir apsunkinti procedūrą.
3. Venkite pjūvio padaryti trumpesnį nei apatinė rekomenduojama tam tikro įtraukiklio dydžio riba. Dėl per trumpo pjūvio įtraukiklio įvorė susitrauks, todėl sumažės prieigos prie chirurginės vietos skersmuo ir procedūra taps sudėtingesnė.
4. Spalvotas žiedas visada turi būti įdėtas į kūno ertmę. Atvirkštinė padėtis neleis išoriniam žiedui tinkamai susisukti ir gali sutrikdyti teisingą korpuso sienelių atitraukimą.
5. Nuėmę žaizdos apsaugą / įtraukiklį, patikrinkite, ar žaizdos kraštuose nėra hemostazės.
6. Būkite atsargūs, kai yra galimybė patekti į kraują ar kūno skysčius. Laikykitės ligoninės protokolų dėl apsauginių drabužių ir įrangos naudojimo.
7. Išmeskite visus atidarytus prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar jie buvo naudojami, kad išvengtumėte atsitiktinio galimai užteršto prietaiso pakartotinio panaudojimo. Prietaiso sterilumas ir visiškas funkcionalumas gali būti užtikrinti tik tada, kai jis naudojamas iškart atidarius pakuotę.
8. Atidarę įrenginį naudokite iš karto. Laikydami prietaisą atidarius pakuotę, jis gali būti užterštas ir padidinti paciento užsikrėtimo riziką.
9. Imk rūpestingai išmesti į produktas ir pakavimas po to naudoti, taip pat kaip nenaudotas bet atidaryta prietaisai pagal su ligoninė atliekų šalinimas praktikos ir vietinius reglamentus, įskaitant, be apribojimų, susijusių su žmonių sveikata, sauga ir aplinka.
10. Šis produktas yra skirtas už vienišas kantrus ir procedūra naudoti. Pakartotinis sterilizavimas, pakartotinai naudoti, modifikacija gali sukelti rimtų pasekmių su mirtis įskaitant pacientą.
11. Jei įvyko bet koks rimtas incidentas, susijęs su prietaisu, apie tai turėtų būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.



Laikyti sausiai



Skaitykite elektronines
naudojimo instrukcijas



Gamintojas



Pagamavimo data



Atsargiai



Negalima pakartotinai sterilizuoti



Nenaudokite, jei pakuotė pažeista ir vadovaukitės naudojimo instrukcijomis



Tinkamumo laikas



Igaliotas atstovas Europos bendrijoje



Katalogo numeris



Partijos kodas



Kiekis pakuotėje



Sterilizuota naudojant etileno oksidą



Nenaudoti pakartotinai



Medicinos prietaisas



Viena sterili barjerų sistema

Kartu su Grena gaminiais pateikiamos naudojimo instrukcijos spausdintinės kopijos visada pateikiamos anglų kalba. Jei jums reikia popierinės IFU kopijos kita kalba, galite susisiekti su Grena Ltd. adresu ifu@grena.co.uk arba + 44 115 9704 800.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą naudodami atitinkamą programą. Jis sujungs jus su „Grena Ltd.“ svetaine, kurioje galėsite pasirinkti eIFU norimą kalbą.

naršyklėje įvesdami www.grena.co.uk/IFU.

Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad jūsų turima popierinė IFU versija yra naujausios versijos. Visada naudokite naujausios versijos IFU.

