




Ring Protect™ Wegwerp Wond Beschermer / Retractor
Gebruiksaanwijzing

Ref.nr.: 0221-060070150, 0221-080090150, 0221-120130150, 0221-150160150, 0221-180190250, 0221-180190200, 0221-220230250,
 0221-220230200, 0221-270280250, 0221-320330250

 GRENA BV, 1000 Geweldig West Weg, Brentford, Middensex TW8 9HH, Verenigd Koninkrijk	Contact informatie: Telefoon/Fax: + 44 115 9704 800	 MDML INTL LTD. 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republiek Ierland		NLD IFU-DRA-NLD_08
---	--	--	---	-----------------------



Aandacht:

De instructies die hierin worden verstrekt, zijn niet bedoeld als een uitgebreide handleiding voor chirurgische technieken met betrekking tot het gebruik van de Wound Protector / Retractor. Om bekwaam te worden in chirurgische technieken, is directe betrokkenheid bij ons bedrijf of een geautoriseerde distributeur vereist om toegang te krijgen tot gedetailleerde technische instructies, professionele medische literatuur te raadplegen en de vereiste training te voltooien onder begeleiding van een chirurg die bekwaam is in minimaal invasieve procedures. Voordat u de Veress Needle gebruikt, raden wij u ten zeerste aan om alle informatie in deze handleiding grondig door te nemen. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot ernstige chirurgische uitkomsten, waaronder letsel bij de patiënt, besmetting, infectie, kruisinfectie of overlijden.

Product beschrijving:

Wegwerpbaar Wondbeschermer / Retractor biedt 360° van circumferentieel, atraumatisch intrekking, houdt vocht vast bij de insnijding site, vermindert oppervlakkig operatieplek infectie volgend operaties En voorkomt overdracht van kanker cellen in buik muur tijdens oncologische chirurgie en tumor verwijdering. De zelfbehoudend ontwerp van de wegwerp Wond Beschermer / Terugtrekker staat toe handsfree toegang tot de operationeel plaats, minimaliseert behoefte voor chirurgisch bijstand En vergemakkelijkt het monster verwijdering.

Wegwerpbaar Wondbeschermers / Intrekmechanismen Zijn steriel, voor eenmalig gebruik, wegwerpbaar apparaten En Zijn geleverd in verschillende diameters. Deze producten Doen NIET bevatten latex of Di-ethylhexyl Ftalaat (DEHP). Artsen zouden selecteer de maat van apparaat dat is gepast voor de specifiek procedure.

Indicaties:

Wegwerpbaar Wondbeschermers / Intrekmechanismen Zijn bedoeld om atraumatisch terug te trekken chirurgisch wonden En hun beschermen randen van vocht verlies, infectie En onbedoelde contactimplantatie van tumor cellen in de lichaamswand.

Doelgroep patiënten: volwassen en jonge patiënten, mannen en vrouwen.

Beoogde gebruikers: het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd medisch personeel.

Contra-indicaties:

Doen niet gebruik in de gebied van lokaal ontsteking.

Instructies voor gebruik:

1. Voorbereiden de chirurgisch plaats volgens naar standaard procedure.
2. Open de pakket gebruik makend van standaard aseptische techniek En neerzetten Wond Beschermer / Terugtrekker op de steriel veld.
3. Maken een insnijding die voldoende is om tegemoet te komen de Wond Beschermer / Intrekmechanisme verwijzend naar het snijden lengtes onderstaande lijst.
4. Invoegen de gekleurd ring van de Wond Beschermer / Terugtrekker in de insnijding.
5. Grijpen de wit proximale ring met je handen tegenover elkaar . Trek omhoog op de wit proximale ring zorgen voor dat de gekleurd distaal ring is volledig zittend tegen de peritoneaal of pleurale laag.
6. Rol de witte proximale ring door de bovenste ringrand om te krullen totdat de ring volledig is omgedraaid. Herhaal het rollen totdat de incisie is teruggetrokken en de Wound Protector / Retractor-huls strak tegen de wanden van de incisie zit.
7. Controleer zorgvuldig of er geen darm of weefsel tussen de distale ring en de lichaamswand vastzit.
Let op: Om langdurige ischemie en mogelijke necrose te voorkomen, moet elk weefsel dat vastzit tussen de retractor en de lichaamswand onmiddellijk worden losgelaten.
8. Presteren procedure door de volledig ingetrokken en beschermde 360° insnijding plaats.
9. Om te verwijderen Wond Beschermer / Terugtrekker invoegen hand of vinger door de opening, greep gekleurd distaal ring en trek voorzichtig Het uit de insnijding.

Snijden lengtes:

Ref.nr.	Snijlengte [c m]	Ref.nr.	Snijlengte [c m]
0221-060070150	2 - 5	0221-180190200	9 - 16
0221-080090150	2,5 - 6	0221-220230250	11 - 20
0221-120130150	5 - 10	0221-220230200	11 - 20
0221-150160150	7 - 13	0221-270280250	14 - 25
0221-180190250	9 - 16	0221-320330250	17 - 30



Aanvullend waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

1. Scherp hanteren instrumenten met zorg voorkomen per ongeluk snijden of doorboren van de Wond Beschermer / Retractorhuls. Onbedoelde schade aan de retractor tijdens de procedure kan ertoe leiden dat fragmenten van de huls worden afgesneden en mogelijk ongemerkt in de lichaamsholte vallen.
2. Verleng de incisie in de lichaamswand niet verder dan de aanbevolen limiet voor de gegeven retractormaat. Een te lange incisie kan ervoor zorgen dat de gekleurde ring voldoende interne ondersteuning verliest, wat kan leiden tot mogelijke slip van de chirurgische wond en de procedure compliceert.
3. Vermijd het maken van de incisie korter dan de aanbevolen ondergrens voor de gegeven retractormaat. Een incisie die te kort is, zorgt ervoor dat de retractorhuls samentrekt, waardoor de diameter van de toegang tot de operatieplek wordt verkleind en de procedure uitdagender wordt.
4. De gekleurde ring moet altijd in de lichaamsholte worden geplaatst. Omgekeerde plaatsing voorkomt dat de buitenste ring goed oprolt en kan de correcte intrekking van de lichaamswanden in gevaar brengen.
5. Controleer na het verwijderen van de wondbeschermer/-retractor de wondranden op hemostase .
6. Wees voorzichtig wanneer er een kans is op blootstelling aan bloed of lichaamsvloeistoffen. Houd u aan de ziekenhuisprotocollen met betrekking tot het gebruik van beschermende kleding en uitrusting.
7. Gooi alle geopende apparaten weg, ongeacht of ze zijn gebruikt, om onbedoeld hergebruik van een mogelijk besmet apparaat te voorkomen. De steriliteit en volledige functionaliteit van het apparaat kunnen alleen worden gegarandeerd als het direct na het openen van de verpakking wordt gebruikt.
8. Gebruik het apparaat direct na opening. Het bewaren van het apparaat nadat de verpakking is geopend, kan leiden tot besmetting, waardoor het risico op infectie bij de patiënt toeneemt.
9. Nemen zorg om weg te gooien de product En verpakking na gebruik, evenals als ongebruikt maar geopend apparaten overeenkomstig met ziekenhuis afval beschikbaarheid praktijken En plaatselijke voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorschriften met betrekking tot de menselijke gezondheid en veiligheid en het milieu.

10. Dit product is bedoeld voor enkel geduldig En procedure gebruik. Hersterilisatie , hergebruik, wijziging kan leiden tot ernstige gevolgen met dood van de patiënt inbegrepen.

11. Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, dient dit te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.



Droog houden



Raadpleeg de elektronische
gebruiksaanwijzing



Fabrikant



Productiedatum



Voorzichtigheid



Niet opnieuw steriliseren



Niet gebruiken als de verpakking
beschadigd is en raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Houdbaarheidsdatum



Geautoriseerde vertegenwoordiger
in de Europese Gemeenschap



Catalogusnummer



Batchcode



Hoeveelheid in pakket



Gesteriliseerd met behulp van
ethyleenoxide



Niet hergebruiken



Medisch hulpmiddel



Enkelvoudig steriel
barrièresysteem

*De papieren gebruiksaanwijzingen die bij Grena-producten worden geleverd, zijn altijd in het Engels.
Als u een papieren exemplaar van de IFU in een andere taal nodig hebt, kunt u contact opnemen met Grena Ltd.
via ifu@grena.co.uk of + 44 115 9704 800.*

*Scan de onderstaande QR-code met de juiste applicatie.
U wordt doorverbonden met de website van Grena Ltd., waar u eIFU in uw voorkeurstaal kunt selecteren.*

www.grena.co.uk/IFU in uw browser te typen .

*Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de papieren gebruiksaanwijzing in uw bezit heeft voordat u het apparaat gebruikt.
Gebruik altijd de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing.*

